



# Stent-by-stent

6 och 7 fr

## Benigna och maligna strikturer


# Niti-S M


**M** står för “Mixed type” och har designats utifrån att stentet ska fungera vid Stent-by-Stent placering i hilus.

Det levereras med ett 6 fr leveranssystem, vilket gör att båda systemen kan föras in simultant genom duodenoskopet. Taewoong rekommenderar att man placerar och öppnar dem simultant.

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

Finns även att beställa med ett 7 fr leveranssystem.





### Niti-S M Otäckt för "stent by stent"

Leveranssystem 6 fr, 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)
7-BN0604-6	6	4
7-BN0605-6	6	5
7-BN0606-6	6	6
7-BN0607-6	6	7
7-BN0608-6	6	8
7-BN0609-6	6	9
7-BN0610-6	6	10
7-BN0612-6	6	12
7-BN0804-6	8	4
7-BN0805-6	8	5
7-BN0806-6	8	6
7-BN0807-6	8	7
7-BN0808-6	8	8
7-BN0809-6	8	9
7-BN0810-6	8	10
7-BN0812-6	8	12

Röntgentäta markeringar 3-2-3.

Finns även att beställa med ett 7 fr leveranssystem.