



## Dränage

9 och 10 fr

### Dränage av pseudocystor

# Niti-S NAGI

NAGI positioneras med hjälp av EUS och genomlysning. Stentet kommer i ett flertal olika kombinationer av längd/diameter.

Kragen i båda ändar har en mjuk design med en väl tilltagen diameter i förhållande till resten av stentet för att minimera risken för att stentet migrerar.

NAGI har röntgentäta markeringar. 3 st i vardera ände samt 2 st i mitten av stentet.



**Niti-S NAGI EUS****EUS heltäckt**

Leveranssystem 180 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-BS1001FW	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
7-BS1002FW	10	2	9
7-BS1003FW	10	3	9
7-BS1201FW	<b>12</b>	<b>1</b>	9
7-BS1202FW	12	2	9
7-BS1203FW	12	3	9
7-BS1402FW	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
7-BS1403FW	14	3	10
7-BS1602FW	<b>16</b>	<b>2</b>	10
7-BS1603FW	16	3	10