



Maligna strikturer

10,5fr

För maligna strikturer i colon

Niti-S COMVI • COMVI Flare


Vårt COMVI-stent har en speciell konstruktion med sina tre lager. Mellan de två lagren av metallväv ligger ett teflonmembran för att förhindra vävnadsinväxt.


Det speciella med COMVI är smidigheten och flexibiliteten när högre krav ställs på anpassning till anatomin. De två skikten med väv gör att stentet håller en hög radiell kraft. Designen ger en minimal förkortning mellan stentets längd på leveranssystemet och när det ligger på plats i colon.

COMVI är partiellt täckt där båda ändarna är otäckt. De fyra röntgentäta markeringarna sitter där den täckta delen övergår i otäckt i vardera ände.

COMVI Flare har en förlängd otäckt krage i proximala änden, distala änden är heltäckt. COMVI Flare kommer i diametrar upp till 26 mm. De röntgentäta markeringarna är positionerade med 3 st i kragens slut samt 2 st i vardera ände av den täckta delen.

Vårt leveranssystem till TTS är mycket smidigt att arbeta med och kommer i 220 cm längd samt 10,5fr. Vilket kräver en arbetskanal på koloskopet om minst 3,7 mm.





Niti-S COMVI Partiellt täckt

Through the Scope

Leveranssystem 220 cm


Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-CCT1806BA	18	6	10,5
7-CCT1808BA	18	8	10,5
7-CCT1810BA	18	10	10,5
7-CCT1812BA	18	12	10,5
7-CCT2006BA	20	6	10,5
7-CCT2008BA	20	8	10,5
7-CCT2010BA	20	10	10,5
7-CCT2012BA	20	12	10,5
7-CCT2206BA	22	6	10,5
7-CCT2208BA	22	8	10,5
7-CCT2210BA	22	10	10,5
7-CCT2212BA	22	12	10,5


Niti-S COMVI Flare Partiellt täckt

Through the Scope

Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-CCT1806P	18	6	10,5
7-CCT1806P	18	8	10,5
7-CCT1806P	18	10	10,5
7-CCT1806P	18	12	10,5
7-CCT1806P	20	6	10,5
7-CCT1806P	20	8	10,5
7-CCT1806P	20	10	10,5
7-CCT1806P	20	12	10,5
7-CCT2206P	22	6	10,5
7-CCT2208P	22	8	10,5
7-CCT2210P	22	10	10,5
7-CCT2212P	22	12	10,5
7-CCT2406P	24	6	10,5
7-CCT2408P	24	8	10,5
7-CCT2410P	24	10	10,5
7-CCT2412P	24	12	10,5
7-CCT2606P	26	6	10,5
7-CCT2608P	26	8	10,5
7-CCT2610P	26	10	10,5
7-CCT2612P	26	12	10,5





Maligna strikturer

10,5fr

För maligna strikturer i colon


Niti-S S

Med vårt S-stent finns möjligheten att arbeta med ett colonstent som kan appliceras TTS (Through The Scope). Stentet kommer i en partiellt täckt version, där båda ändarna är otäckta. Vårt S-stent har en hög radiell kraft samtidigt som det är flexibelt. I vardera ände är stentet avrundat för att vara skonsamt samt minimera risken för vävnadshyerplasi och inväxt.

Stentet har en grön tråd för att förenkla eventuell repositionering. Röntgentäta markeringar finns med fyra i vardera ände samt två i mitten.

Vid behov kan heltäckta eller otäckta stent beställas. Kontakta våra produktspecialister för mer information.

Vårt leveranssystem till TTS är mycket smidigt att arbeta med och kommer i 220cm längd samt 10,5fr. Vilket kräver en arbetskanal på koloskopet om minst 3,7 mm.



**Niti-S S partiellt täckt****Through the Scope**

Leveranssystem 220 cm

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (cm)	Profil (fr)
7-CST1806B	18	6	10,5
7-CST1808B	18	8	10,5
7-CST1810B	18	10	10,5
7-CST1812B	18	12	10,5
7-CST1814B	18	14	10,5
7-CST1815B	18	15	10,5
7-CST2006B	20	6	10,5
7-CST2008B	20	8	10,5
7-CST2010B	20	10	10,5
7-CST2012B	20	12	10,5
7-CST2014B	20	14	10,5
7-CST2015B	20	15	10,5
7-CST2206B	22	6	10,5
7-CST2208B	22	8	10,5
7-CST2210B	22	10	10,5
7-CST2212B	22	12	10,5
7-CST2214B	22	14	10,5
7-CST2215B	22	15	10,5